

Spécifications



Ultrasons



[Ultrasonic 1300 – Ultrasonic 1500 – US50]

Spécifications

	Ultrasonic 1300	Ultrasonic 1500	US 50
Ligne	Prestige	Prestige	Business
Code Code 110 V	US 1321 US1321/110	US1322 US1322/110	US1320 US1320/110
Écran	Graphique couleur 320x240 Touch & Scroll	Graphique couleur 320x240 Touch & Scroll	Graphique b/n 240x128
Canaux de sortie	1	2 indépendant	1
Fréquence	1/3 Mhz	1/3 Mhz	1/3 Mhz
Puissance de pic pulsée	0.1 - 3 W cm ²	0.1 - 3 W cm ²	0.1 - 3 W cm ²
Puissance de pic continue	0.1 - 2 W cm ²	0.1 - 2 W cm ²	0.1 - 2 W cm ²
Protocoles mémorisés	63	63	43
Protocoles mémorisables dans la mémoire interne	200	200	50
Protocoles mémorisables dans la Smart Card	200	200	-

Accessoires fournis

	Ultrasonic 1300	Ultrasonic 1500	US 50
Tête ultrasons TV5 1/3 MHz zone d'émission 5 cm2 avec détecteur de contact automatique	1	2	1
Smart Card	1	1	-
Manuel d'emploi sur DVD	X	X	X
Câble d'alimentation	X	X	X
2 fusibles	X	X	X

Accessoires optionnels

	CODE
Tête ultrasons TV5 1/3 MHz zone d'émission 5 cm2	ACC943
Tête ultrasons TV1 1/3 MHz zone d'émission 1 cm2	ACC943/1
Tête ultrasons TV3 1/3 MHz zone d'émission 3 cm2	ACC943/3
Tête ultrasons TV8 1/3 MHz zone d'émission 8 cm2	ACC943/8
BO-U – Bras orthostatique pour TV 1-3-5-8	ACC605
Câble pour connexion thérapie combiné Electrothérapie-Ultrasons	ACC624
Clé USB 4 GB EME Srl	ACC1317/2/E
Mallette pour le transport en TNT	CONT72
Chariot 3 étages	ACC604
Gel 260 ml	ACC917
Gel 1000 ml	ACC918
Bassin de gel 5000 ml	ACC919